


卓越的光学品质来自Olympus SZX7
Superior Optical Quality from Olympus SZX7

技术规格 Main Specification

显微镜部分	目录Item \ 型号 Model	SM2000L
	Type 形号	Olympus SZX7
	Eyepiece 目镜	ComfortView 10×广角
	Inclination Angle 观察斜度	30°
	Pupillary Distance 瞳距	50 - 76 mm
	Diopter Adjustment 屈光度调节	±5° (双目)
	X-Y Speed X-Y调速	2.2mm/sec 脚控 Foot control
	Magnification 放大倍数	Motorized Zoom 4× - 24×电动连续变倍
	Field of View 视野	8mm - 40 mm
	Working Distance 工作距离	≥180mm
Focus Speed 微调	±20mm 脚控 Foot control	
助手镜部分	Type 形式	Stereo & Coaxial 立体同光路
	Magnification 放大倍数	4×、7×
照明系统	Type 形式	Aspheric Design 非球面设计
	Light Source 光源	双灯 15V/150W Double Bulb 进口卤素灯
	Red Reflex 红光反射	Aspheric Design 双聚焦多层反射
	Control 控制方式	Stepless Control 无级调光
	Intensity 强度	≥60,000 Lux
	Power 电源控制	~220V、50Hz
机座部分	Length of Arm Extended 横臂伸展长度	1200mm
	Elevation 上下调节范围	±150mm
	Base size 底座尺寸	560mm×560mm
	Foot Switch 脚控开关	X-Y微调、电控变焦、电控变倍

注意

若有设计及参数改动恕不事先通知。
为了您更好的使用仪器，
请务必在使用前仔细阅读使用说明书



OLYMPUS
SURGICAL MICROSCOPE
SM-2000L

手术显微镜

复消色差光学系统 Greenough Designed Achromatic Optical System
更自然的色彩，更优异的景深，更出色的对比度，更高分辨的显微图像。

立体同光路助手镜 Stereo Coaxial Assistant Microscope
可左右两侧互换，与主镜同焦、不影响主镜光亮度。

红光反射装置 Red Reflex Device
更好红光反射 更安全的手术

SM-2000L


出色的立体感和显微细节图像来自于 OLYMPUS® SZX7 主镜和Comfort View 宽视野目镜

A Stereo & Colorful View from Olympus SZX7 Optics and Cormfort View Eye Pieces

● 主要特点 Main Feature

更自然的色彩,更优异的景深
Nature Color and Clear Stereo Field of View

更出色的对比度,更高分辨率的显微图像。
Outstanding Contrast and High Resolution Pictures



SURGICAL MICROSCOPE

SM-2000L

手术显微镜



● 功能扩展 Accessory for Expandable Applicatio


视频功能
Video Function




独立的立体同光路助手镜
Coaxial Assistant Microscope with Stereo View Independent

可加装分光镜/视频接口,扩展视频功能
Beam splitter/video adaptor can be attached to expand the video function

● 后节手术扩展 Posterior Surgery Expandable



注:后节手术扩展的型号为SM2000L 增强型,也可选择0°-60°可调角度双目头,手术更舒适。
Note:The SM2000L intensive model is for expandable posterior surgery. The inclinable 0° to 60° binocular is the option for more comfortable operation.



A/B灯切换
A/B Bulb Switch-Over

面板简洁 操作方便

Front Panel, Clear and Easy

用我们的专业和高新技术为您提供更好的产品和服务